

# 荧光平台-荧光微球标记推荐工艺

## 清洗:

取荧光微球 0.2ml 加入 2ml 的离心管, 加入 1ml 偶联缓冲液, 16000r/min\*15min 4℃离心, 去上清。  
加入 1ml PB 缓冲液, 吹打混匀 (如不易混匀时, 水浴超声 5min), 16000r/min\*15min 4℃离心, 去上清。

## 活化:

1. 加入的 PB 缓冲液, 将离心后的荧光颗粒复溶吹打混匀 (如不易混匀时, 水浴超声 5min), 确保荧光颗粒全部混匀。
2. 称取 NHS 与 EDC 分别 20mg, 各取 1ml PB 缓冲液溶解 NHS 与 EDC, 分别配制成 20mg/mL NHS 溶液、20mg/mL EDC 溶液 (现配现用)。
3. 取现配制的 20mg/mL NHS 溶液 (=12.5  $\mu$ L/mg), 加入到离心管中, 震荡使之完全混匀, 再边振荡边加入 20mg/mL EDC 溶液 (=12.5  $\mu$ L/mg), 水浴超声 5min, 全部混匀。
4. 将加完物料的离心管, 放入 37℃的恒温振荡器中, 于 200r/min 摇晃反应 25min。如过程中底部有沉淀, 用超声细胞破碎仪超声混匀。

## 清洗:

清洗活化后的微球, 将微球转移至干净的离心管中, 高速冷冻离心机 16000r/min\*15min 4℃离心, 去上清, 加入 0.4ml PB 缓冲液重复清洗一次后去上清。

## 偶联:

微球与抗体比列为 10:1, 微球一共 2mg, 抗体量为 0.2mg, 抗体量与 PB 缓冲液的总量为 0.2ml, 将加完物料的离心管, 放入 37℃的恒温振荡器中, 于 200r/min 摇晃反应 3h。如果过程中底部或瓶壁有沉淀或粘附物, 超声细胞破碎仪超声。

## 封闭:

加入等体积的 10%BSA, 吹打混匀, 超声 5min 后, 放入 37℃的恒温振荡器中, 于 200r/min 摇晃反应 25min, 加入等体积的甘氨酸封闭液, 吹打混匀, 超声 5min 后, 放入 37℃的恒温振荡器中, 于 200r/min 摇晃反应 25min。

## 保存:

将封闭好的微球, 于 4℃的高速冷冻离心机 16000r/min\*15min 4℃离心, 去上清, 加入 0.4ml 甘氨酸封闭液, 吹打混匀, 高速冷冻离心机 16000r/min\*15min 4℃离心, 去上清, 加入荧光微球保存液 (100  $\mu$ L/mg), 吹打混匀, 超声 5min, 确保全部混匀, 避光存放于 2-8℃, 待用。

## 相关缓冲液配方:

PB 缓冲液: 10mM PB, 0.01%ProClin300, PH=6.0 (也可以使用 Mes 缓冲液)

甘氨酸封闭液: 25mM Gly, 0.05%吐温 20, 0.01%ProClin300, PH=7.8

荧光微球保存液:

50mM Tris, 150mM NaCl, 0.05%吐温 20, 1%BSA, 5%海藻糖, 0.1% ProClin 300, PH=8.5

注意事项:

1. 标记过程中易出现沉淀或者黏附物，需要超声混匀，如发现现象严重，需要考虑调整活化或者封闭的过程，具体以实际操作为准。
2. 如抗体效价不高，可适当调整微球与抗体的比例，一般不超过 10:3，偶联过程中的试剂建议恢复室温后使用
3. 如检测过程中发现本底过高，可能封闭效价不好，或者超声分散不均匀（微球封闭可考虑使用本司的高分子材料封闭剂，使用浓度 0.5%）
4. 荧光微球标记完成后不宜 2-8℃储存时间过长，根据项目不一样，可能会出现不同程度的降解。保存缓冲液宜中性或偏碱条件。
5. 小量标记和大量标记会存在误差，需要摸索条件进行试产，试产后确定工艺方可大量投产。标记过程中不可控因素较多，实验过程中需多观察现象并进行记录。

*此文章内容为本司实际生产过程中的方法及可能出现的问题,分享给客户及同行朋友,如有不足欢迎指导!*